

Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiege für Nieka
crucibles for Nieka




Tiegel für Nieka

crucibles for Nieka

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

ø innen internal øU [mm] øO		Höhe hight H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
20	36,5	32	auf Anfrage on demand	30	TNi1




Abgießschalen für Nieka

casting dishes for Nieka

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Schalenrand flange dish øA [mm]	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe hight H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
39	30	32	6	auf Anfrage on demand	21,0	ASNi1
39	30	32	6	auf Anfrage on demand	27,0	ASNi2
41	32	34	6	auf Anfrage on demand	23,0	ASNi3
41	32	34	6	auf Anfrage on demand	29,0	ASNi4
41	32	34	6	auf Anfrage on demand	36,0	ASNi5
44	35	37	6	auf Anfrage on demand	26,0	ASNi6
44	35	37	6	auf Anfrage on demand	33,0	ASNi7
44	35	37	6	auf Anfrage on demand	40,0	ASNi8
48	38	40	6	auf Anfrage on demand	34,0	ASNi9
48	38	40	6	auf Anfrage on demand	43,0	ASNi10
49	40	42	6	auf Anfrage on demand	35,0	ASNi11
49	40	42	6	auf Anfrage on demand	43,0	ASNi12
49	40	42	6	auf Anfrage on demand	47,0	ASNi13



m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110
Fax: +49 (0) 36424-81121
E-Mail: mail@mk-edelmetall.de
www.mk-webseite.de