

**Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)**  
*labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)*

**Tiegel für Herzog**  
*crucibles for Herzog*




## Tiegel für Herzog


crucibles for Herzog

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5


Bezeichnung description	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe hight H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
1 ohne Rand without rim	38,5	50	30	0,8	76	THE1
1 ohne Rand without rim	38,5	50	30	1,0	90	THE2
2 mit Rand with rim	38,5	50	30	1,0	115	THE3
3 mit Aufhängung with crucible holder	22,0	36	38	0,6	64	THE4
3 mit Aufhängung with crucible holder	22,3	36	38,5	0,6	52	THE5



1 ohne Rand  
without rim



2 mit Rand  
with rim




3 mit Aufhängung  
with crucible holder



## Abgießschalen für Herzog

casting dishes for Herzog

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5



Bezeichnung description	Schalenrand flange dish øA [mm]	innen internal øU [mm] øO		Höhe hight H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
quadratische Ausführung square design	50	38	41	4,5	3,0	113	ASHE1
	50	38	40	7,5	3,0	113	ASHE2
runde Ausführung round design	44	29	31	3,5	2,5	65	ASHE3
	44	32	34	3,5	2,5	66	ASHE4
	50	39	41	5,0	2,5	100	ASHE5
	44	32	34	6,0	2,5	65	ASHE6



m&k gmbh  
Im Camisch 49  
07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110  
Fax: +49 (0) 36424-81121  
E-Mail: mail@mk-edelmetall.de  
[www.mk-webseite.de](http://www.mk-webseite.de)