

**Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)**  
*labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)*



**Tiegel für Eagon2**  
*crucibles for Eagon2*



**Tiegel für Eagon2**  
*crucibles for Eagon2*

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5


ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	Ausführung	m&k-code
18,7	37,5	36,5	auf Anfrage <i>on demand</i>	42	verstärkter Rand, flacher Boden <i>reinforced rim, flat bottom</i>	TEa1
18,7	37,5	36,5	auf Anfrage <i>on demand</i>	42	verstärkter Rand, gewölbter Boden <i>reinforced rim, dimple in bottom</i>	TEa2
17,7	37,3	37	auf Anfrage <i>on demand</i>	40	verstärkter Rand, flacher Boden, oben breit <i>reinforced rim, flat bottom (wide top)</i>	TEa3
17,7	37,3	37	auf Anfrage <i>on demand</i>	40	verstärkter Rand, gewölbter Boden, oben breit <i>reinforced rim, dimple in bottom (wide top)</i>	TEa4



**Abgießschalen für Eagon2**  
*casting dishes for Eagon2*

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Schalrand flange dish øA [mm]	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
50	30,5	32	4,5	auf Anfrage <i>on demand</i>	33,0	ASEa1
50	30,5	32	4,5	auf Anfrage <i>on demand</i>	60,0	ASEa2
56	39	40,5	4,5	auf Anfrage <i>on demand</i>	58,0	ASEa3
56	39	40,5	4,5	auf Anfrage <i>on demand</i>	69,0	ASEa5



m&k gmbh  
 Im Camisch 49  
 07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110  
 Fax: +49 (0) 36424-81121  
 E-Mail: mail@mk-edelmetall.de  
[www.mk-webseite.de](http://www.mk-webseite.de)