

Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiegel für Autofluxer (Schoeps) und Vulcan
crucibles for Autofluxer (Schoeps) and Vulcan






Tiegel für Autofluxer (Schoeps) und Vulcan

crucibles for Autofluxer (Schoeps) and Vulcan

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5


Bezeichnung description	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thick- ness B [mm]	ca. Ge- wicht ap- prox. weight [g]	m&k-code
mit Spange, bei Bedarf auch mit durchgehendem Ring oder Pins with clasp, if required also with continuous ring or pins	20,0	34,0	38,0	0,35	33,0	TAV5
mit Spange, bei Bedarf auch mit durchgehendem Ring oder Pins with clasp, if required also with continuous ring or pins	20,0	34,0	38,0	0,50	39,0	TAV6
mit Spange, bei Bedarf auch mit durchgehendem Ring oder Pins, mit Randverstärkung with clasp, if required also with continuous ring	20,0	34,0	38,0	0,50	41,0	TAV7
mit Spange, bei Bedarf auch mit durchgehendem Ring oder Pins with clasp, if required also with continuous ring or pins	20,0	34,0	38,0	0,60	44,0	TAV8



Tiegel für Schoeps (Halbautomat)

crucibles for Schoeps (semi-automatic)

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5




Bezeichnung description	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thick- ness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
3 Stifte 3 pins	30,0	40,0	30,0	0,45	33,0	TS1
3 Stifte 3 pins	30,0	40,0	30,0	0,30	20,0	TS3
3 Stifte 3 pins	32,0	44,0	30,0	1,00	60,0	TS4



Deckel für Autofluxer (Schoeps) und Vulcan

lids for Autofluxer (Schoeps) and Vulcan

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5





Bezeichnung description	ø innen internal øA [mm]	Länge length L [mm]	Stiftlänge pin length B [mm]	Dicke thickness S [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
2 Stifte 2 pins	45,0	66,0	21,0	0,3	14,0	DAV1

Abgießschalen für Autofluxer (Schoeps), Vulcan

casting dishes for Autofluxer (Schoeps), Vulcan

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Bezeichnung description	Kantenlänge K edge length K [mm]	ø innen internal øU [mm]	øO [mm]	Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
quadratische Ausführung square design	41,0	29,0	31,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	30,0	ASA2
	41,0	32,0	34,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	30,0	ASA4
	51,0	34,0	36,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	46,0	ASA7
	51,0	39,0	41,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	46,0	ASA10
runde Ausführung round design	41,0	29,0	31,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	23,0	ASA15
	41,0	32,0	34,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	23,0	ASA16
	51,0	34,0	36,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	35,0	ASA19
	51,0	39,0	41,0	3,8	0,8 (alternativ auch dicker) alternatively also thicker	35,0	ASA20



Zubehör *accessories*

Instrumente und Werkzeuge erleichtern nicht nur die Arbeit mit Edelmetallgeräten, sondern sind oft auch grundlegend wichtig für die Qualität der Probenbearbeitung und für die Lebensdauer der Geräte.


Um Verunreinigungen zu verhindern, werden handelsübliche Zangen und Pinzetten mit Schuhen oder Spitzen aus Platin versehen, die bei Bedarf auch bis an die Gelenke ausgeführt werden können.

Ein weiteres Beispiel sind Tiegeldreiecke aus Platin, die den Boden der Platingeräte schützen.

Instruments and tools not only make it easier to work with precious metal devices, but are often also of fundamental importance for the quality of sample processing and the lifetime of the devices.

In order to prevent impurities, customary pliers and tweezers are provided with shoes or tips of platinum, which can also be made up to the joints as required.

Another example are platinum crucible triangles, which protect the base of the labware.



Rückgewinnung von Edelmetallen

Recovery of precious metals

Unser Service für Sie:

- „gläserne Schmelze“ - Sie sind bei Schmelze und Analyse Ihres Materiales auf Wunsch dabei
- Edelmetallmanagement inkl. Abholung des Altmaterials
- Beprobung und Effektivitätsberechnung
- Individuelle Abrechnung
- kostenlose Metallkontoführung und Transfers innerhalb Deutschlands

Our service for you:

- „transparent melt“ - you are present during melting and analyzing your material on request
- precious metal management including collection of the old material
- sampling and efficiency calculation
- individual billing
- free metal account management and transfers within Germany

Unsere Stärke liegt im Kundenservice. Wir betreuen unsere Kunden persönlich, gehen auf Probleme ein, wachsen gemeinsam an Aufgaben und finden immer spezifische Lösungen für Ihr Anliegen.

Wir würden uns freuen, wenn wir es beweisen dürften. Schicken Sie uns einfach Ihre unverbindliche Anfrage und bewerten Sie selbst.

Hinweis: Sie können auch unsere Internetseite für Informationen und Bestellungen nutzen: www.mk-edelmetall.de

Our strength lies in customer service. We take care of our customers personally, deal with problems, grow together with tasks and always find specific solutions for your needs.

We would be happy if we could prove it. Just send us your non-binding inquiry and rate it yourself.

Note: You can also use our website for information and orders: www.mk-edelmetall.de