

Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiegel für Herzog
crucibles for Herzog




Tiegel für Herzog


crucibles for Herzog

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5


Bezeichnung description	ø innen internal øU [mm]		Höhe height H [mm]	ø inkl. Flansch ø [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
1 ohne Rand without rim	38,5	50,0	30,0	-	1,0	90,0	THE2
2 mit Rand with rim	38,5	50,0	30,0	62,0	1,0	110,0	THE3
3 mit Aufhängung with crucible holder	22,3	36,0	38,5	44,0	0,6	52,0	THE5



1 ohne Rand
without rim



2 mit Rand
with rim




3 mit Aufhängung
with crucible holder



Abgießschalen für Herzog

casting dishes for Herzog

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5



Bezeichnung description	Schalenrand flange dish øA [mm]	innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
quadratische Ausführung square design	50,0	38,0	40,0	7,5	3,0	113,0	ASHE2
runde Ausführung round design	44,0	32,0	34,0	6,0	2,5	65,0	ASHE6



m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110
E-Mail: mail@mk-edelmetall.de
www.mk-edelmetall.de