

Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)


Tiegel für Leco
crucibles for Leco



Tiegel für Leco
crucibles for Leco

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

ø innen internal øU [mm]	øO	Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
20,0	37,0	35,0	0,45	35,0	TLE1
20,0	37,0	40,0	0,50	40,0	TLE3



Abgießschalen für Leco
casting dishes for Leco

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Schalenrand flange dish øA [mm]	ø innen internal øU [mm]	øO	Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
45,0	25,0	26,0	6,0	0,60	25,0	ASLE12
45,0	32,0	33,0	6,0	0,60	25,0	ASLE13
45,0	35,0	36,0	6,0	0,60	25,0	ASLE14
45,0	38,0	40,0	6,0	1,00	41,0	ASLE15
45,0	38,0	40,0	6,0	0,60	24,0	ASLE16

