


Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiegel für Linn
crucibles for Linn



Tiegel für Linn
crucibles for Linn

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5




ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
19,6	34,6	48,0	0,55	42,0	TLI1
20,0	35,0	48,0	0,40	35,0	TLI3
20,0	41,0	49,5	0,40	35,0	TLI4



Abgießschalen für Linn
casting dishes for Linn

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5



Schalenrand flange dish øA [mm]	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
45,0	25,0	26,0	6,0	0,6	25,0	ASLI9
45,0	32,0	33,0	6,0	0,6	25,0	ASLI10
45,0	35,0	36,0	6,0	0,6	25,0	ASLI11
45,0	38,0	40,0	6,0	1,0	41,0	ASLI12
45,0	38,0	40,0	6,0	0,6	24,0	ASLI13



m&k gmbh
 Im Camisch 49
 07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110
 E-Mail: mail@mk-edelmetall.de
www.mk-edelmetall.de