

Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiegel für OxiFlux
crucibles for OxiFlux




Tiegel für OxiFlux


crucibles for OxiFlux

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Bezeichnung description	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
3 Stifte 3 pins	18,0	36,0	40,0	0,35	30,0	TOX1
3 Stifte auf Haltering 3 pins on support ring	18,0	36,0	40,0	0,35	37,0	TOX2



3 Stifte auf Haltering
3 pins on support ring




3 Stifte
3 pins

Abgießschalen für OxiFlux

casting dishes for OxiFlux

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Kantenlänge edge length K [mm]	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
43,0	31,0	32,0	4,8	0,8	34,0	ASOX1



m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110
E-Mail: mail@mk-edelmetall.de
www.mk-edelmetall.de