

Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiegel für Phoenix
crucible for Phoenix




Tiegel für Phoenix

crucible for Phoenix

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
22,0	36,0	36,0	0,45	40,0	TPH1



Die Aufhängung ist in runder oder halbrunder Ausführung lieferbar.
The supporting ring is available in a round or semi-round design.





Abgießschalen für Phoenix


casting dishes for Phoenix

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Bezeichnung description	ø Schalenrand flange dish K [mm]	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
runde Ausführung round design	41,0	29,0	31,0	3,8	0,8	23,0	ASPH1
	41,0	32,0	34,0	3,8	0,8	23,0	ASPH2
	51,0	34,0	36,0	3,8	0,8	35,0	ASPH5
	51,0	39,0	41,0	3,8	0,8	35,0	ASPH6



Bezeichnung description	ø Schalenrand flange dish K [mm]	ø innen internal øU [mm] øO		Höhe height H [mm]	Bodendicke base thickness B [mm]	ca. Gewicht approx. weight [g]	m&k-code
quadratische Ausführung square design	41,0	29,0	31,0	3,8	0,8	30,0	ASPH7
	41,0	32,0	34,0	3,8	0,8	30,0	ASPH8
	51,0	34,0	36,0	3,8	0,8	46,0	ASPH9
	51,0	39,0	41,0	3,8	0,8	46,0	ASPH10



m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110
E-Mail: mail@mk-edelmetall.de
www.mk-edelmetall.de